

ゆすってスッキリ! 足ほんわか 医療業界も注目! 自己再生機能を促す!

足ゆらマッサー器



型名: JM100

製造: 株式会社トップラン

使用目的・効能: あんま・マッサージの代用

- ・第2の心臓「ふくらはぎ」のポンプ機能を補助
- ・1日5分からのセルフメディケーション
- ・ウォーキングよりも効率的にふくらはぎの筋肉を動かす
- ・座りっぱなしで滞った血流を促進し、エコノミークラス症候群の予防
- ・足を細かく振動させて軟骨の自己再生機能を促す

<テレビで特集>

NHKためしてガッテン! フジテレビ! とくダネ!

<健康雑誌・出版物>

健康365 (2017年5月)、久留米大学名誉教授 著書
「一生寝たきりにならない体は 貧乏ゆすりで作る」

管理医療機器: 家庭用医療機器
家庭用マッサージ器 認定番号: 226AKBZX00079000



- ・運動不足の方: 足の血流を改善!
- ・座り仕事に: 足をゆすると長生き率UP!
- ・受験生に: 身体血流の活性化!
- ・介護中の方: 運動不足解消に!
足のむくみ! 疲れ解消に!



- ・貧乏ゆすり効果で足元から健康促進!
- ・自動で足を上下

1日 5分	神経痛 の緩解	疲労 回復	血行 促進
----------	------------	----------	----------



テレビ・雑誌でも多数紹介

お支払い方法	<input type="checkbox"/> ①商品到着時、現金払い 又はクレジット払い	<input type="checkbox"/> ②支払伝票による銀行振り込み
--------	--	---

送料無料!
¥39,800
(税込)
ご注文はお電話・FAX・メールにて承ります!

ご注文数 →	<input type="radio"/> 1個 <input type="radio"/> 2個	(ご希望の個数に○をお付けください。両足には2個がおすすめ)
お名前		
お届け先		
お電話	ファックス	
メール		

安全に関するご注意 ご購入される前に、必ずご確認ください。

次の人は本機をご使用になる前に医師に相談して下さい。
ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
悪性しゅよう(腫瘍)のある人、心臓に障害のある人、妊娠初期の不安定期又は出産直後の人
皮膚に創傷のある人、安静を必要とする人、体温38℃以上(有熱期)の人
例1 急性炎症症状[けん(瘰)怠期、悪寒、血圧変動など]の強い時期
例2 衰弱しているとき
骨折しょう症の人、せきつい(背椎)の骨折、ねんざ(捻挫)、肉離れなど、急性[とう痛症]の人
その他、医療機関で治療中の人
下肢に静脈りゆう(瘤)がある人、静脈血栓の疑いのある人はご使用前に医師に相談してください。
人工関節を装着している人は使用しないでください。感覚障害のある人は使用しないでください。

お電話 → 06(6946)9000 FAX → 06(6946)9007

メール → can-shop@cansystem.jp

お電話受付時間(月~金 9:00~18:00)

様々な施設、オフィス、ご家庭で。

つま先揺らし
かかと揺らし
土踏まず揺らし

フットペダルに乗せる足の場所によって足の揺れ方、揺れる場所が変わります。タイムスイッチは5分、10分、20分。速度はお好みに合わせて調整可能。疲れた脚には、長めの20分。




健康ゆすり

【使い方ポイント】

膝の角度はできる限り90度よりも小さくなるようにしてください。つま先が床についている状態を保つように使用してください。

かかとが上下に揺れる

貧乏ゆすりが下肢に刺激を与えます。



筋肉が血管を圧迫し
血液を送り出す
ポンプのような働きで
マッサージ効果

疲労回復

血行をよくする

筋肉の疲れをとる

筋肉のこりをほぐす

神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

足を置くスペースがあれば
どこでもカンタンにご使用が可能です。

見やすいボタンで
操作も簡単

雑誌を
読みながら

テレビを
みながら

くつろぎ
ながら

希望小売価格

健康ゆすり 39,800円(税別)

○材質/ABS樹脂 ○サイズ/W260×D250×H150 ○中国製

定格電圧/ AC100V
定格周波数/ 50Hz/60Hz
最大消費電力/ 28W
本体重量/ 4.5kg
速度調整/ ダイヤル式(200~300rpm)
振動数/ 200回/分~300回/分(±10%)
時間設定/ 5分/10分/20分
主電源/ オン時にオレンジランプ表示
電源ランプ/ 緑ランプ表示
開始ボタン/ 開始、停止時に使用

足載せ台の抗菌加工 ※足を載せる台(ブルー)の部分

抗菌性

JIS Z 2801:2010「抗菌加工製品—抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリア

※抗菌活性値2.0以上(99%以上の死滅率)で効果があると定義されているのに対し、大腸菌:5.4 黄色ブドウ球菌:2.7 と、高い抗菌作用があります。

安全性

抗菌製品技術協議会(SIAA)の定める安全性基準をクリア

※急性毒性:2000mg/kg以上、変異原性:陰性、皮膚刺激性:陰性、皮膚感作性:陰性



安全に関するご注意

⚠警告

- 次の方は本機をご使用になる前に医師に相談してください。
 - ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内埋込み型医用電気機器を使用している人。
 - 悪性しゅよう(腫瘍)のある人。●心臓に障害のある人。●妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。
 - 糖尿病などによる高度な末梢(指)循環障害からくる知覚障害のある人。●皮膚に創傷のある人。●安静を必要とする人。●体温38℃以上(有熱期)の人。例1 急性炎症症状[けん(傷)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。例2 衰弱しているとき。●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、ねんざ(捻挫)、肉離れなど、急性[とう(痛)痛症]の人。●その他、医療機関で治療中の人。
- 下肢に静脈りゅう(瘤)がある人、または静脈血栓の疑いのある人は本機をご使用になる前に医師に相談してください。
- しばらく使用しても効果が現れない場合、医師又は専門家に相談してください。

⚠禁忌・禁止

- 本品のカバーを外したり、破損した状態での使用は大変危険なため、絶対にしないでください。(衣服等が巻き込まれる可能性があります。)
- 医師からマッサージを禁じられている人は使用しないでください。例)血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎、皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む。)など。
- 人工関節を装着している人は使用しないでください。
- 感覚障害のある人は使用しないでください。
- 子どもには使用させないでください。(保護者又は専門家の監督下で使用の場合は除く。)
- 幼児の手の届くところで使用したり、保管したりしないでください。